

## 1510519 - WelchAllyn welch allyn tensiomètre digital probp 3400 - sur statif à roulettes - surebp technologie - 2 tuyaux manchette flexiport taille 11 et 12 - 1 pc



### Déscription

**Le tensiomètre numérique PROBP 3400** tient dans la main de manière compacte et est aussi précis que les principaux moniteurs de signes vitaux de Welch Allyn. De plus, la conception légère est facile à transporter pour diverses mesures. Le tensiomètre peut être utilisé à la main, sur un trépied roulant, sur un support de bureau ou fixé au mur. Comprend un brassard adulte et un brassard plus grand.

**La technologie SureBPTM NIBD** lit la pression artérielle pendant que le brassard se gonfle en environ 15 secondes – rapidement et confortablement – pour faciliter le serrage lorsque les mesures prennent plus de temps.

Il minimise les codes d'erreur même lorsqu'il y a beaucoup de mouvement ou si le patient a un pouls faible et mesure pendant le gonflage. La technologie filaire USB permet l'intégration de certains systèmes EPD/EMR.

Le PROBP 3400 est compatible avec les tailles de brassard Welch Allyn (de la taille 8 à la taille 13) allant de l'adulte à l'enfant. Équipé d'une batterie au lithium qui fournit jusqu'à 100 lectures par charge, répond aux normes standard AAMI (validation BHS, A/A) démontrant des lectures précises. Le tensiomètre PROBP 3400 - modèle sur statif à roulettes est livré avec 2 tuyaux et un brassard Flexiport de taille 11 et 12.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1510519
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques