

1510519 - WelchAllyn welch allyn tensiomètre digital probp 3400 - sur statif à roulettes - surebp technologie - 2 tuyaux manchette flexiport taille 11 et 12 - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre numérique PROBP 3400 tient dans la main de manière compacte et est aussi précis que les principaux moniteurs de signes vitaux de Welch Allyn. De plus, la conception légère est facile à transporter pour diverses mesures. Le tensiomètre peut être utilisé à la main, sur un trépied roulant, sur un support de bureau ou fixé au mur. Comprend un brassard adulte et un brassard plus grand.

La technologie SureBPTM NIBD lit la pression artérielle pendant que le brassard se gonfle en environ 15 secondes – rapidement et confortablement – pour faciliter le serrage lorsque les mesures prennent plus de temps.

Il minimise les codes d'erreur même lorsqu'il y a beaucoup de mouvement ou si le patient a un pouls faible et mesure pendant le gonflage. La technologie filaire USB permet l'intégration de certains systèmes EPD/EMR.

Le PROBP 3400 est compatible avec les tailles de brassard Welch Allyn (de la taille 8 à la taille 13) allant de l'adulte à l'enfant. Équipé d'une batterie au lithium qui fournit jusqu'à 100 lectures par charge, répond aux normes standard AAMI (validation BHS, A/A) démontrant des lectures précises. Le tensiomètre PROBP 3400 - modèle sur statif à roulettes est livré avec 2 tuyaux et un brassard Flexiport de taille 11 et 12.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1510519
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques