

## 1543125 - Relax siège de douche pliable - avec accoudoirs - gris - 1 pc



### Déscription

**Etac** Relax est un siège de douche intelligent et élégant. Il est parfait lorsque l'espace est limité car il se plie à plat contre le mur. Vous pouvez choisir la version qui convient le mieux à vos besoins, car Relax est disponible dans de nombreuses configurations et s'adapte facilement à tout espace de douche.

Le siège de douche Relax a été développé avec soin et considération, pour rendre votre expérience de la douche plus agréable. Le design scandinave minimaliste vous offre un confort maximal et une salle de bain plus élégante.

Le siège de douche Relax peut facilement être personnalisé avec plusieurs accessoires confortables, tels qu'un support dorsal, des supports de bras rabattables et des pieds de soutien. Vous serez assis confortablement grâce à la conception ergonomique souple du siège et au support dorsal réfléchissant la chaleur. Vous vous sentirez en sécurité avec les supports de bras à prise souple et vous pouvez ajouter des pieds de soutien pour plus de stabilité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E81708010
<b>Composition</b>	Siège : polypropylène ; Accoudoirs : polypropylène et TPE ; Pieds : aluminium et acier inoxydable ; Capuchons de plancher : TPE
<b>Profondeur du siège</b>	45 cm
<b>Largeur du siège</b>	40 cm
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Oui
<b>sku</b>	1543125
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	125 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce