

## 1626098 - MoVeS Panneau d'inclinaison en plastique (5° - 15° - 25° - 35°)



### Déscription

Cette **planche inclinable réglable** de **MoVes** est un outil polyvalent pour l'**étirement des muscles du mollet et de la cuisse**, et offre également un soutien pour améliorer la **posture et la mobilité du bas du dos**. Idéal pour une utilisation dans les **cabinets de physiothérapie, centres de rééducation et environnements sportifs**.

#### Caractéristiques principales & avantages :

- **Fabriqué en composite plastique robuste** – supporte jusqu'à **250 kg**
- **4 angles d'inclinaison réglables** : 5°, 15°, 25° et 35°
- **Se plie jusqu'à seulement 8 cm** – compact et facile à ranger
- **Surface antidérapante** de 35 x 35 cm – sûr et stable à l'usage
- **Poignée intégrée** – pratique pour un étirement supplémentaire ou pour le déplacement

#### Applications :

Parfait pour l'**étirement musculaire, l'entraînement postural, la mobilisation de la cheville et l'extension du bas du dos** – utilisable en thérapie, entraînement et prévention.

### Spécifications

Marque	MVS
sku	1626098
Type d'emballage	Pièce