

1543460 - Thermomètre auriculaire infrarouge - FT 58 - 1 pc



Déscription

Le thermomètre auriculaire de **Beurer** est idéal pour des mesures hygiéniques et sûres. Il peut également être utilisé pour mesurer la température d'un objet, en affichant la température en C° et °F et en même temps en affichant toujours la température ambiante. Lorsque le thermomètre a fini de mesurer, cela est indiqué par un signal d'avertissement.

Avantages

- Avec capuchon de protection remplaçable (10 pièces incluses)
- Indicateur de batterie faible
- Avec boîte de rangement

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepat	0.05 EUR
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543460
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre auriculaire
Vitesse de mesure	Quasi instantanée