

1610010 - Keiser Leg Extension A400



Déscription

Le A400 Leg Extension avec la Pure Resistance Technology™ (PRT) offre des possibilités inégalées pour l'entraînement et la rééducation. Grâce à la technologie innovante de résistance à l'air au lieu des poids traditionnels, cet appareil fournit une résistance fluide, contrôlée et polyvalente – quelle que soit la vitesse du mouvement.

Caractéristiques & avantages principaux :

- Pure Resistance Technology (PRT) résistance à l'air sous contrôle numérique, sans masse ni inertie Pas d'élan ni de retard – les mouvements restent fluides et sûrs, même à grande vitesse
- · mouvements bilatéraux
- Mouvement bilatéral favorise la symétrie corporelle et l'équilibre musculaire
- Large plage de résistance (0 142 kg) pour la rééducation légère

Applications:

Idéal pour les physiothérapeutes, centres de rééducation, établissements médico-sportifs et environnements de fitness recherchant un entraînement précis, sûr et polyvalent des jambes.



Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 117 cm, H 114 cm
sku	1610010
Résistance	0 tot 142 kg
Poids	53 kg
Type d'emballage	Pièce