

## 1610010 - Keiser Leg Extension A400



### Déscription

Le **A400 Leg Extension** avec la **Pure Resistance Technology™ (PRT)** offre des possibilités inégalées pour l'entraînement et la rééducation. Grâce à la technologie innovante de résistance à l'air au lieu des poids traditionnels, cet appareil fournit une **résistance fluide, contrôlée et polyvalente** – quelle que soit la vitesse du mouvement.

#### Caractéristiques & avantages principaux :

- **Pure Resistance Technology (PRT)** – résistance à l'air sous contrôle numérique, sans masse ni inertie **Pas d'élan ni de retard** – les mouvements restent fluides et sûrs, même à grande vitesse
- mouvements bilatéraux
- **Mouvement bilatéral** – favorise la symétrie corporelle et l'équilibre musculaire
- **Large plage de résistance (0 – 142 kg)** – pour la rééducation légère

#### Applications :

Idéal pour les **physiothérapeutes, centres de rééducation, établissements médico-sportifs et environnements de fitness** recherchant un entraînement précis, sûr et polyvalent des jambes.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	L 117 cm, H 114 cm
<b>sku</b>	1610010
<b>Résistance</b>	0 tot 142 kg
<b>Poids</b>	53 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce