



**ARSEUS MEDICAL**  
Part of Arseus Medical Group

## **1546292 - Linido appui mural courbé 90° - 500 x 1000 mm - inox poli/blanc: droite - 1 pc**



### **Déscription**

Le support mural 90° est recommandé pour une utilisation dans les douches ou les baignoires. La partie horizontale du support permet de se tenir debout dans la douche et d'effectuer des transferts. La partie verticale, en combinaison avec un support de pomme de douche, forme une barre coulissante sûre qui sert également de support. Grâce à la longueur de la section verticale, le support de pomme de douche est suffisamment réglable pour les utilisateurs debout ou assis. Le support à 90° est facile à assembler. Après le montage, les points de fixation facilement accessibles sont recouverts de couvercles en plastique. La troisième bride du support à 90° assure une stabilité et une sécurité supplémentaires.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0042-00
<b>Angle de pliage de 60°</b>	Oui
<b>sku</b>	1546292
<b>Appui mural</b>	500 x 1000 mm
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appuis mureaux courbés
<b>Couleur</b>	Inox poli/blanc
<b>Matériel</b>	Inox pli
<b>Statut d'approbation</b>	A approuver
<b>Type d'emballage</b>	Pièce