

1602298 - Honeywell Xenon Ultra barcode Scanner 1960H - 1 pc



Déscription

Xenon Ultra est une version actualisée des scanners Xenon et Xenon XP utilisés dans le secteur de la santé. Il s'agit de la nouvelle génération de scanners qui permet aux médecins de faire des soins aux patients leur priorité absolue, d'améliorer la fidélisation du personnel et de maintenir les coûts globaux des hôpitaux à un niveau peu élevé.

Caractéristiques:

- Ne pas déranger le patient
- Vibreur
- Lampe de balayage
- Gestion des scanners Honeywell (SMU)

Spécifications

Marque	Honeywell
sku	1602298
Type d'emballage	Pièce