

1509670 - Seca 803 pèse-personne digitale noir - 150 kg - 1 pc



Déscription

Balance électronique en noir ou en blanc. La ligne classique et épurée du modèle de base attire l'attention et le revêtement en caoutchouc de haute qualité est agréable au toucher. Il est également très facile de lire les poids sur l'écran car les chiffres de l'écran LCD sont exceptionnellement grands.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Poids max.	150 kg
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1509670
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques