

1541432 - Lode Valiant 2 cpet XL - tapis roulant



Déscription

Tapis roulant de conception moderne, spécialement conçu pour les épreuves d'effort cardio-pulmonaires. Ce tapis roulant est fourni en standard avec un module de communication et peut donc être facilement contrôlé par tous les appareils d'ECG d'effort et pulmonaires connus dans le monde. La faible hauteur de marche rend le tapis roulant parfaitement adapté à tous les sujets de test dans le domaine de la cardiologie, de la réhabilitation et de la fonction pulmonaire. L'arrêt d'urgence avec long magnétique sur la main courante avant standard offre une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Le Valiant 2 cpet offre une accélération en douceur à partir de 0 km/h et est réglable en continu dans une plage de 0,5 - 20 km/h. L'élévation standard est de 0 à 25 % et la surface de course XL de ce tapis de course est de 60 x 170 cm. Le tapis de course Valiant est livré en standard sans écran.

Spécifications

Marque	Lode
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce