

1000871 - Soupape de réglage d'aspiration fingertip - stérile - 1 pc



Déscription

La valve se compose de deux connecteurs mâles en PVC avec un trou entre eux qui peut être couvert par un doigt pendant l'utilisation pour contrôler le vide et l'aspiration d'un dispositif pendant l'utilisation. La valve est emballée individuellement de manière stérile.

Spécifications

Marque	Pennine
Stérile	Oui
sku	1000871
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Pièce