

1575383 - Chaise de douche Linido autoportante - hauteur d'assise 540 mm - blanc - 1 pc



Déscription

Le **fauteuil de douche autottracté Linido avec revêtement HT** est idéal pour les utilisateurs à mobilité réduite qui ont besoin d'un soutien sûr et stable lors de la douche ou du lavage. Avec une **hauteur d'assise de 540 mm**, ce fauteuil convient aux environnements humides comme les salles de bains.

L'**assise et le dossier ergonomiques** sont dotés d'un revêtement HT durable et résistant à l'eau qui s'adapte à la température corporelle. Les **accoudoirs relevables** offrent un soutien confortable et facilitent les transferts latéraux.

Équipé de **roues autottractées de 24" avec jante et frein**, deux roulettes pivotantes (Ø125 mm) avec double frein, et de **repose-pieds réglables** pour un soutien optimal des jambes. Le fauteuil est facile à manœuvrer et offre une stabilité fiable lors des transferts ou des soins.

? Caractéristiques principales :

- Fauteuil de douche/toilette autottracté
- Revêtement HT hygiénique et résistant à l'eau
- Assise douce et confortable
- Accoudoirs relevables individuellement
- Repose-pieds réglables en hauteur
- Structure tubulaire robuste, capacité maximale de charge 200 kg

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 65 cm, H 54 cm, L 108 cm
SKU leverancier	LI2142.0001-02
sku	1575383
Roues	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce