

1561534 - Biopsie punch 6 mm - stérile - 1 x 20 pcs



Déscription

Poinçons à biopsie jetables stériles KAI avec lame en acier inoxydable et matériau plastique antidérapant pour une prise en main précise. Taille de chaque poinçon pour une identification rapide lors de la biopsie par carottage.

Spécifications

Marque	Gyneas
Composition	Acier inoxydable, matière synthétique antidérapant
Stérile	Oui
	Non
sku	1561534
Lavable/Disposable	Jetable
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	6 mm
Type d'emballage	Boîte