

1622024 - Electrodes ECG - holter - liquid - adult - 40x55 mm - 30x50 pc



Déscription

Grâce à l'encoche unique dans les électrodes ECG, l'électrode peut être connectée de manière durable et conviviale pour le patient, ce qui assure une transmission plus stable et précise du signal ECG. La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et sa propriété hydrofuge. La mousse est recouverte d'une colle acrylique pour une bonne adhérence.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622024
Normes	ISO 13485:2016-06
Radio opaque	Oui
Application	Holter
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Adultes
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	2 ans
Taille	55 x 40 mm
Type ECG	Holter
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Gel liquide