

1622024 - Electrodes ECG - holter - liquid - adult - 40x55 mm - 30x50 pc



Déscription

La forme ronde des électrodes ECG permet une plus grande surface de contact avec la peau, améliorant ainsi la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

Grâce à la couche non tissée perforée, la peau peut respirer librement pendant toute la durée de l'examen. Principalement utilisé chez les patients très actifs, souffrant de transpiration excessive ou en surpoids.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622024
Normes	ISO 13485:2016-06
Radio opaque	Oui
Application	Holter
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Adultes
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	2 ans
Taille	55 x 40 mm
Type ECG	Holter
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Gel liquide