

**1610009 - VICRYL RAPIDE™ fil de suture 2/0 - 24 mm - 75 cm -  
VR2253 - 36 pcs**



## Déscription

La suture VICRYL RAPIDE™ tressée enduite est une suture chirurgicale synthétique stérile. Absorbable par hydrolyse, nodulaire et excellente maniabilité. Traitées pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriqué à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

### Avantages

- Filament multi
- Synthétique
- Temps de résorption: 42 jours

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	VR2253
<b>Composition</b>	Copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Oui
<b>sku</b>	1610009
<b>Longueur du fil</b>	75 cm
<b>Couleur</b>	Non teint
<b>Epaisseur du fil</b>	2/0
<b>Longueur aiguille</b>	24 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte