

## 1571902 - kMeter Module II - kBox4 Active

### Déscription

Le kMeter Module II est spécialement conçu pour mesurer avec précision la puissance et l'énergie et estimer la force pendant l'entraînement de musculation. Il est utilisé par les entraîneurs et les physiothérapeutes, ainsi que directement par les athlètes et les patients.

Le système mesure sans fil la rotation du volant d'inertie avec une grande précision et utilise une application pour smartphone dotée d'une interface simple et accessible pour présenter les principaux résultats de l'entraînement, notamment :

- Force concentrique et excentrique
- L'amplitude du mouvement
- Force
- Surcharge excentrique
- Consommation d'énergie

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571902
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce