

## 1531673 - Benjamin Kangaroo Sweater



### Déscription

Le Benjamin Kangaroo Sweater est utilisé pour un portage kangourou sûr et confortable. Il est utilisé à l'hôpital dans les services de soins intensifs néonataux, de soins élevés et de soins moyens, sous la direction de professionnels. Il convient parfaitement au portage des bébés prématurés, dysmatures et/ou malades.

#### Avantages du Kangaroo Sweater :

- L'enfant repose en sécurité et au chaud dans le portage.
- Le parent a une plus grande liberté de mouvement.
- Il permet aux parents un portage plus long en toute décontraction
- Les sondes, les tuyaux respiratoires, les lignes de perfusion et les cordons des équipements de surveillance peuvent être fixes en toute sécurité.
- Une chaleur supplémentaire peut être fournie grâce à un Hot Pack.
- Le parent peut voir le visage de l'enfant grâce aux miroirs situés dans les manches.
- Le parent peut atteindre l'enfant grâce à des ouvertures spéciales.
- Le gilet offre de l'intimité au parent, car il/elle est habillé(e).
- Vous pouvez porter et tirer le lait en même temps.
- Un portage spécial pour jumeaux vous permet d'également porter des jumeaux.
-

## Spécifications

<b>Marque</b>	Benjamin Care
<b>SKU leverancier</b>	BKS-002-000
<b>sku</b>	1531673
<b>Type d'emballage</b>	Pièce