

1015377 - 3M™ Comply™ tape de stérilisation - autoclave - 18 mm x 55 m - 1 pc



Déscription

Les rubans indicateurs 3M™ Comply™ sont conçus pour être utilisés avec la stérilisation à la vapeur d'eau comme méthode de fixation des emballages et pour identifier les articles traités des articles non traités. Le ruban peut être utilisé avec les emballages jetables et réutilisables. Sans plomb.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1015377
Méthode de stérilisation	Vapeur
Taille	18 mm x 55 m
Type d'emballage	Pièce