

1518848 - Spéculum Collin - petit/moyen - diam. 27 mm - 1 x 100 pcs



Déscription

Le spéculum de Collin de Gyneas est un dispositif médical destiné à de nombreux examens gynécologiques : frottis vaginaux, hystérosonographies, pose de stérilet, colposcopie et biopsie. Le spéculum de Collin est particulièrement recommandé pour toutes les interventions qui nécessitent une bonne visibilité et une meilleure accessibilité du col de l'utérus.

Le spéculum présente de nombreux avantages, tant pour le gynécologue ou l'obstétricien que pour le patient:

- Stérile et à usage unique
- Fabriqué en résine polystyrène transparente sans latex ni PVC
- Les spéculums emballés individuellement sont présentés dans une boîte
- La taille indiquée est le diamètre du spéculum

Spécifications

Marque	Gyneas
Dimensions du produit	L 10.5 cm
sku	1518848
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Statut d'approbation	A approuver
Taille	27 mm
Type d'emballage	Boîte
Type spéculum vaginal	Collin