

1544806 - Sangle pour toute la journée avec têteière - avec boucles - L - 1 pc



Déscription

- Conçu pour un soutien complet du corps et de la tête pendant les transferts
- Appui-tête intégral réglable avec raidisseurs amovibles
- Facile à appliquer avec un tissu à faible frottement sur les sections des jambes.
- Reliure souple standard
- Fixation universelle par clip
- Après le transfert du patient, cette sangle de levage peut être laissée en place, sous réserve d'une évaluation appropriée des risques.

Spécifications

Marque	Silvalea
Appui-tête	Oui
sku	1544806
Fixation sangles	Boucles
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	L
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle pour toute la journée