

1545114 - SLK II - surmatelas avec moteur mécanique) 90 x 200 x 14 cm - 1 pc



Déscription

SLK II est surmatelas et destiné à une utilisation intensive dans les maisons de retraite. Il est destiné aux patients présentant un risque faible à moyen ou la présence d'escarres jusqu'au stade 3. Ce matelas est composé de 17 cellules en polyuréthane pur, dont 9 sont remplies d'air, avec une housse SLK Care-Text™ pour réduire les forces de cisaillement. Cette housse est résistante aux désinfectants, imperméable aux liquides et lavable jusqu'à 60°C.

- Alarme basse pression
- Se dégonfle rapidement grâce à la fonction CPR au cas où
- MCS (contrôle des micropuces)

Spécifications

Marque	SLK
sku	1545114
Couleur	Vert
Poids maximal de l'adulte	135 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce