

1543413 - Pèse-personne digitale avec analyse de la graisse corporelle BF220 - 180 kg - 1 pc



Déscription

Pèse-personne numérique avec écran LCD et surface en verre solide au format XL. Mesure le poids, la graisse corporelle, le % d'eau, le % de muscle et dispose de 5 niveaux d'activité, une mémoire pour 10 utilisateurs. S'éteint automatiquement et dispose d'un indicateur de surcharge, les électrodes sont en acier inoxydable brossé.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Oui
Calibré	Non
Poids max.	180 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543413
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numériques avec mesure du taux de graisse corporelle