

1610058 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 6/0 - 16 mm - 45 cm - 681H - 36 pcs



Déscription

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

Avantages

- Multifilament
- Naturé

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	681H
Composition	Fibroïne
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
sku	1610058
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	6/0
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte