

## 1539391 - Seringues Emerald™ - 3 parties - luer slip - 10 ml - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les seringues Emerald™ en 3 parties sont équipées d'un cône en caoutchouc afin qu'elles se déplacent en douceur et sans fuite. Comprend un bouchon sans latex qui empêche les fuites de médicament et mesure le contenu de la seringue. Cette seringue est utilisée pour l'aspiration générale et l'injection de liquides et peut être utilisée avec des aiguilles hypodermiques conventionnelles ou de sécurité, des aiguilles de remplissage émoussées et d'autres raccords conformes à la norme ISO Luer.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Composition</b>	Cylindre: polypropylène, piston: polypropylène, joint de piston: élastomère thermoplastique
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Normes</b>	ISO 7886-1, ISO 594
<b>sku</b>	1539391
<b>Contenu</b>	10 ml
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer slip