

## 1539391 - Seringues Emerald™ - 3 parties - luer slip - 10 ml - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les seringues Emerald™ en 3 parties sont équipées d'un cône en caoutchouc afin qu'elles se déplacent en douceur et sans fuite. Comprend un bouchon sans latex qui empêche les fuites de médicament et mesure le contenu de la seringue. Cette seringue est utilisée pour l'aspiration générale et l'injection de liquides et peut être utilisée avec des aiguilles hypodermiques conventionnelles ou de sécurité, des aiguilles de remplissage émoussées et d'autres raccords conformes à la norme ISO Luer.

## Spécifications

Marque	BD
Composition	Cylindre: polypropylène, piston: polypropylène, joint de piston: élastomère thermoplastique
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Normes	ISO 7886-1, ISO 594
sku	1539391
Contenu	10 ml
Etat des documents	Expiré
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip