

## 1544047 - Renol pyjama bleu - manches et jambes longues - glissière dos - XL/XXL (50-52/54-56) - 1 pc



### Déscription

Ce pyjama en coton (coton jersey 280 g) permet d'habiller les personnes dépendantes avec facilité. Une fermeture éclair dans le dos empêche le patient de se déshabiller, d'atteindre ses couches ou ses pansements. Le personnel soignant peut ouvrir aisément le vêtement pour les soins. Lavable en machine.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFD60004-05
<b>sku</b>	1544047
<b>Glissière</b>	Glissière dos
<b>Manches/pipes</b>	Manches et pipes longues
<b>Taille</b>	XL/XXL
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de vêtements</b>	Pyjama