

1550804 - Table d'examen Ritter 224 - revêtement sans coutures - revêtement seamless - 1 pc



Déscription

La **Table d'examen Ritter 224 Barrier-Free®** est spécialement conçue pour examiner confortablement et en toute sécurité chaque patient – des personnes âgées aux personnes à mobilité réduite et en surpoids. Grâce au réglage électrique en hauteur de 46 à 94 cm, cette table d'examen est entièrement accessible et réduit la charge physique pour les professionnels de santé. Vous créez ainsi un environnement de travail sûr et efficace, tant pour vos patients que pour vous-même.

Confort pour le patient et le professionnel de santé

- Réglage électrique en hauteur via une pédale pratique
- Coussins larges et sans couture avec appui-tête intégré
- Dossier réglable avec vérin à gaz pour un soutien optimal
- Positionnement gynécologique possible grâce à un siège inclinable à 5,5° et des repose-talons intégrés
- Repose-pieds coulissant et bac de récupération intégré
- Équipée d'un tiroir entièrement coulissant à l'avant
- 2 porte-rouleaux de papier intégrés (dont 1 pour un rouleau de réserve)

Hygiène et entretien facile

- Coussins sans couture, facilement amovibles pour le nettoyage
- Tiroir en ABS moulé d'une seule pièce avec coins arrondis pour un nettoyage simple
- Porte-rouleau de papier intégré dans le dossier
- Toutes les surfaces sont facilement accessibles pour le nettoyage et la désinfection
- Bac de récupération amovible et stérilisable en plastique ABS

Accessibilité maximale

- Réglage électrique en hauteur de 46 à 94 cm, rendant la Ritter 224 particulièrement adaptée aux personnes âgées et aux patients à mobilité réduite
- Largeur totale du revêtement (77,5 cm) avec un bord légèrement saillant pour une stabilité supplémentaire
- Design compact occupant seulement 1 m²

Caractéristiques techniques

- Capacité de charge : jusqu'à 225 kg
- Hauteur : réglable électriquement de 46 à 94 cm
- Largeur (y compris coussins) : 77,5 cm
- Longueur (avec repose-pieds déployé) : 193 cm
- Poids : 185 kg
- Porte-rouleau adapté aux rouleaux jusqu'à 61 x 61 cm (Ø 9 cm)
- Équipé de pieds réglables pour une stabilité maximale
- Disponible en plusieurs couleurs standards

Spécifications

Marque	Midmark
Dimensions du produit	L 77 cm, L 193 cm
Hauteur	46-94 cm
Hauteur réglable	Oui
Roues incluses	Non
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
sku	1550804
Nombre de parties	3-parties
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce