

1106164 - Seca 760 balance mécanique avec cadran - 150 kg - 1 pc



Déscription

Le Seca 760 est une balance mécanique à échelons. Ce modèle est disponible en plusieurs couleurs : rouge, bleu, écru, noir et blanc. Au-dessus de la balance se trouve un cadran rond permettant de lire le poids par 1000 grammes. Ce modèle est livré calibré. Les personnes pesant jusqu'à 150 kg peuvent utiliser ce modèle.

Spécifications

Marque	Seca
Dimensions du produit	H 11.8 cm, L 30.3 cm
Poids max.	150 kg
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1106164
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	1 kg
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques