

1106364 - Seca 877 pèse-personne digitale avec fonction mère- enfant - classe III - 200 kg - 1 pc



Déscription

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 877 est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La TARE du poids de l'adulte est alors assurée par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Poids max.	200 kg
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1106364
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	100 g < 150 kg > 200 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques