

## 1009904 - Bassin de lit - pantoufle - oval - PVC - sans couvercle - 1 pc



### Déscription

L'avant incliné et la poignée à l'arrière rendent le bassin de lit confortable et facile à utiliser. Il est également utile lorsque vous ne pouvez ou ne devez pas vous lever du lit pour faire vos besoins. Son poids léger rend le bassin de lit pratique à utiliser et facile à placer sous le corps. En outre, le matériau est facile à nettoyer pour être réutilisé. Stérilisable à l'oxyde d'éthylène à basse température.

## Spécifications

<b>Couverture</b>	Non
<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Composition</b>	Plastique
<b>Normes</b>	ISO 9001:2015
<b>sku</b>	1009904
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce