

1009904 - Bassin de lit - pantoufle - oval - PVC - sans couvercle - 1 pc



Déscription

L'avant incliné et la poignée à l'arrière rendent le bassin de lit confortable et facile à utiliser. Il est également utile lorsque vous ne pouvez ou ne devez pas vous lever du lit pour faire vos besoins. Son poids léger rend le bassin de lit pratique à utiliser et facile à placer sous le corps. En outre, le matériau est facile à nettoyer pour être réutilisé. Stérilisable à l'oxyde d'éthylène à basse température.

Spécifications

Composition	Plastique
Couverture	Non
Autoclavable	Non
Normes	ISO 9001:2015
sku	1009904
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce