

## 1624643 - HEINE visionPRO Mac 4 - Usage Unique - Lame de laryngoscope - 50 pcs



### Déscription

Les lames jetables HEINE visionPRO Macintosh sont les **premières lames de laryngoscope jetables au monde fabriquées à partir de matériaux recyclés**. Pour leur production, des composants issus de réfrigérateurs hors d'usage sont soigneusement recyclés. Ce procédé innovant permet d'économiser environ **200 tonnes d'émissions de CO<sub>2</sub> par an** – une étape importante vers une technologie médicale durable.

De plus, les lames sont équipées du système unique **HEINE FixLock**, qui garantit une **fixation stable et sécurisée** lors des procédures d'intubation. Ce design ingénieux est désormais protégé par plusieurs droits de propriété industrielle nationaux et internationaux.

### Caractéristiques principales

- **Première mondiale** : premières lames de laryngoscope fabriquées à partir de **matériaux recyclés**
- **Écologique** : économise environ **200 tonnes de CO<sub>2</sub> par an**
- **Système HEINE FixLock** : fixation stable et sécurisée de la lame
- **Design jetable** : évite la contamination croisée et augmente la sécurité du patient
- **Design intelligent** : récompensé par plusieurs droits de propriété industrielle
- **Compatible avec les systèmes HEINE visionPRO**

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.254
	Non
<b>sku</b>	1624643
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	4
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de lame</b>	Mac