

1105305 - WelchAllyn tensiomètre manuel ds44 - brassard flexiport taille 11 - étui - 1 pc



Déscription

- Sans roue dentée
- Jauge rotative à 360
- Sans latex
- Compact et léger
- Le compteur s'enclenche directement dans le brassard, ce qui permet de changer rapidement de brassard

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1105305
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes