

## 1574774 - LA40 diffuseur d'arôme - 1 pc



### Déscription

Avec le diffuseur d'arômes, vous pouvez facilement diffuser vos senteurs préférées dans l'air ambiant. La lumière LED peut changer de couleur et être ajustée individuellement à votre ressenti. Créez une atmosphère dans laquelle vous vous sentez bien. Doté d'une pulvérisation ultrasonique micro-fine adaptée aux pièces de 20m<sup>2</sup>, il est très économe en énergie avec seulement 12 watts de consommation. Le contenu du réservoir est de 180 ml, lorsque le réservoir est vide le nébuliseur l'indique automatiquement. Peut être utilisé en fonction minuterie avec 1, 3 ou 7 heures en continu.

### Spécifications

|                  |         |
|------------------|---------|
| Marque           | Beurer  |
| SKU leverancier  | 60626   |
| sku              | 1574774 |
|                  | Non     |
| Type d'emballage | Pièce   |