

1011290 - Lames de bistouri nr 15 - stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le n° 15 a un petit tranchant incurvé et est le couteau à bistouri le plus populaire, idéal pour faire des incisions courtes et précises.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Composition	Acier inoxydable
Stérile	Oui
Normes	ISO 1385:2016
sku	1011290
Numéro du bistouri	15
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte