

1012889 - Dauerbinde® F - bande à allongement long - 10 cm x 7 m - 1 pc



Déscription

Dauerbinde® F est un bande à allongement long et bien ajustable, tel est la caractéristique des Dauerbinde® K & F. Les deux sont utilisés comme bandes de soutient et de soulagement sur les ligaments et articulations. Compte tenu de la pression élevée au repos, il convient de retirer le bandage à allongement long la nuit et lorsque le patient est au repos. Sa manipulation simple permet également la pose de la Dauerbinde par des utilisateurs moins aguerris à la technique de bandage. Les bandes épousent bien la partie du corps concernée, sont lavables et faciles à entretenir.



Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	63% katoen, 28% polyamide, 9% elastaan
Stérile	Non
Auto-adhésif	Non
sku	1012889
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 7 m
Type d'emballage	Pièce