


1543287 - Cold/Hot Pack Universel - 11 x 28 cm - 1 x 2 pcs



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
Stérile	Non
sku	1543287
Taille	11 x 28 cm
Type d'emballage	Paire