


1576390 - Detectaplast® premium - bleu - 2 x 12 cm - 1 x 100 pcs

Detectaplast®

20 X 120 mm



100 pcs/box

Déscription

Les pansements Detectaplast Premium sont hydrofuges, résistants à la saleté et élastiques, fabriqués en polyuréthane (PU) de haute qualité. Le film en PU permet à la peau de respirer, ce qui est essentiel pour une bonne cicatrisation. Il empêche également l'humidité de s'accumuler sous le pansement, réduisant ainsi le risque de décollement prématuré. En même temps, le film protège la plaie contre l'eau, les saletés, les bactéries et les virus.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Detectaplast |
| Stérile | Non |
| Compresse | Oui |
| Perforé | Non |
| Composition | Constitué d'un matériau PU (polyuréthane) très résistant et sans latex |
| sku | 1576390 |
| Couleur | Bleu |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | 2 x 12 cm |
| Type d'emballage | Boîte |