

**1542358 - Gobelet isolant et évasé ThermoVital - rouge - 200 ml - 1
pc**



Déscription

Variante du Thermo 205, mais avec 1 poignée. Conception spéciale à l'intérieur, ce qui facilite la consommation. Il fonctionne comme une coupelle nasale et le réglage est invisible. Peu importe de quel côté vous buvez. Double paroi, résultant en de bonnes propriétés isolantes. Peut être combiné avec bec 806: petite ouverture ; bec 807: grande ouverture ; bec anti-goutte 808: abreuvoir 811: abreuvoir encastré 814: abreuvoir fermé 812.

Spécifications

Marque	Ornamin
Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Oui
Indication d'échelle	Non
Coupe isolante	Oui
sku	1542358
Contenu	200 ml
Couleur	Rouge
Forme	Forme d'entonnoir
Type d'emballage	Pièce