

## 1574168 - ArmeoSenso



### Déscription

L'Armeo® Senso est un dispositif de rééducation neuromotrice utilisant des capteurs de force et de déplacement pour l'évaluation de la réalité virtuelle et le biofeedback.

Mouvements auto-initiés, actifs, motivants et répétitifs dans un espace de travail en 3D pour les patients présentant une déficience légère à modérée. L'objectif est d'entraîner la coordination des deux membres supérieurs.

#### Caractéristiques

- Polyvalent, intuitif et facile à utiliser
- Facile à ajuster aux différents paramètres et sûr pour les patients.
- Conception compacte et portable avec une interface intuitive et conviviale
- Le "Hand Module" permet au patient d'améliorer ses performances grâce à une formation en retour.
- Rapport du patient : visualise les progrès du patient.
- Données exportables en PDF et Excel

### Spécifications

<b>Marque</b>	Hocoma
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce