

## 1552189 - ENDOMED 482



### Déscription

L'Endomed 482 est l'appareil d'électrothérapie pour le thérapeute exigeant. Il dispose de 2 canaux totalement indépendants et de toutes les formes de courant basse et moyenne fréquence. Complet, pratique, rapide et rationnel.

L'électrothérapie dispose de nombreuses possibilités et applications. Appliquée judicieusement avec les bons paramètres, elle peut vous offrir de bons résultats.

C'est la raison pour laquelle, tous les programmes et paramètres de nos appareils sont modulables à souhait.

L'Endomed 482 possède une interface de commande par écran tactile TFT couleur et dispose d'une bibliothèque complète de 42 protocoles cliniques randomisés pour l'électrothérapie avec affichage des localisations anatomiques et instructions pour le traitement.

### Caractéristiques

- Polyvalent: 2 Canaux indépendants (2 générateurs)
- Protocoles: 42 Protocoles cliniques randomisés pour l'électrothérapie avec affichage des localisations anatomiques et instructions pour le traitement
- Ecran TFT couleur ultra-lisible et résistant aux rayures vous permet d'obtenir une visibilité totale de l'ensemble des paramètres sous tous les angles
- Programmables: Outre les protocoles de traitement standard mémorisés, vous pouvez enregistrer vos protocoles personnalisés (y compris des programmes séquentiels) selon votre propre souhait.
- Rapidité d'utilisation : En 3 étapes, vous démarrez le protocole de traitement sélectionné
- Sur secteur ou portable grâce à ses batteries et son sac de transport
- Sans limites: 36 formes de courant

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552189
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce