

1517015 - Tasse à café PBT 1201 - bleu - 350 ml - 1 pc



Déscription

L'ErgoMug est une tasse à boire ergonomique avec une grande poignée ouverte. La mélamine d'oignon, c'est très similaire à la céramique. Il ne peut pas être combiné avec des pièces jointes. Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C. Possibilité de chauffer brièvement jusqu'à 100 °C. Ne convient pas à la thermostérilisation ni aux micro-ondes.

Spécifications

Composition	Matériel synthétique
Couverture	Non
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1517015
Contenu	350 ml
Couleur	Bleu
Forme	n/a
Type d'emballage	Pièce