

## 1572205 - HEINE recharge 5 lames - 1 set - 1 pc



### Déscription

La lame de laryngoscope jetable présente la forme de lame HEINE Classic+ de la lame intégrale à fibre optique la plus vendue au monde. Avec une utilisation appropriée, la lame XP jetable évite les infections croisées d'un patient à l'autre. Set de recharge avec: Lame Miller 0, Lame Miller 1, Lame Mac 2, Lame Mac 3, Lame Mac 4.

- Hygiénique et sûr.
- Transmission optimale de la lumière grâce à un guide de lumière surdimensionné.
- Extrêmement lumineux : niveau d'éclairage le plus élevé avec les LED HEINE 2,5V ou 3,5V dans l'insert du laryngoscope.
- Forme de la lame optimisée pour faciliter le passage du tube.
- Convivialité pour le patient avec un risque réduit de blessure ou d'endommagement des dents.
- Rigidité extrême à la torsion, pratiquement incassable.
- Les lames ne "gèlent" pas et ne collent pas à la langue à basse température.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.739
<b>Composition</b>	Polycarbonate, sans phtalate
<b>Stérile</b>	Non
<b>Résistant à l'eau</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 7376
<b>sku</b>	1572205
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce