

## 1014748 - Chariot fermé avec poubelle Wasty - 2 supports sac avec pédale - 1340 x 680 x 1150 mm - 1 pc



### Déscription

Une combinaison de porte-sacs ISEO et d'une armoire en acier inoxydable. Les couvercles des porte-sacs doivent être ouverts manuellement. Les sacs de collecte du linge sale sont séparés des casiers à linge propre par une armoire en acier inoxydable. Il y a 2 étagères réglables. Une porte avec ouverture à 270° et fermeture à clé. L'étagère supérieure avec rail de collecte sert également de barre de poussée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 68 cm, H 115 cm
<b>Profondeur du produit</b>	134 cm
<b>Nombre de roues</b>	4
<b>Pédale</b>	Oui
<b>sku</b>	1014748
<b>Composition sacs</b>	2 x 2 (en carré)
<b>Configuration linge sale</b>	2 sacs
<b>Matériel</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce