

1611094 - Pack Chauffant Instantané - 13 x 17,5 cm - 25 pcs



Déscription

Découvrez Dispo HOT, le pack chauffant innovant à usage unique. Fabriqué en tissu non tissé de haute qualité, ce pack offre un soulagement immédiat et un confort là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin.

Comment ça fonctionne ?

Il suffit d'appuyer au centre de l'emballage, et en quelques secondes, le pack atteint une température agréable de +50°C.

Pratique et livré dans un coffret personnalisable, parfaitement adapté à vos besoins. Dispo HOT est un dispositif médical de classe II, idéal pour un usage professionnel comme domestique.

Avantages :

- Prêt à l'emploi : aucune préparation nécessaire
- Usage unique : toujours hygiénique
- Compact et portable : parfait pour votre sac de sport ou votre trousse de premiers secours

Spécifications

Marque	Covarmed
sku	1611094
Type d'emballage	Boîte