

1601414 - Conteneur pour aiguilles carrée 4 L large ouverture - 1 pc



Déscription

Conteneur pour objets tranchants et usage régulier avec une poignée. Le couvercle est équipé d'une fermeture temporaire et permanente pour retirer les aiguilles. Avec système de valve qui offre une sécurité maximale lors de l'utilisation qui empêche les objets ou les déchets de s'échapper déjà dans le récipient.

Spécifications

Dimensions du produit	L 16.7 cm, H 24.7 cm
Composition	Polypropylène
sku	1601414
Profondeur du produit	16.7 cm
Contenu	4 l
Forme	Carré
Type d'emballage	Pièce