

1518930 - Gyneas set de suture Preciso - stérile - 48 pcs



Déscription

Gyneas "Preciso" hechtingskit voor ontworpen voor gekwalificeerde professionals voor het plaatsen van hechtingen, het grijpen van weefsel en het doorsnijden van de huid of elke andere zorg waarvoor deze sets nodig zijn. De "Precision" hechtset wordt gebruikt in ziekenhuizen, dokterspraktijken, spoedeisende hulp en postoperatieve zorg. De klassieke hechtset is steriel en voor eenmalig gebruik.

Spécifications

Marque	Gyneas
Contenu des sets stériles	porte aiguille Micro Halsey 13 cm: 1pc, pince Adson ultra fine 1 x 2 griffes: 1pc, ciseau à iridectomie: 1pc, champ plastifié: 1pc, compresse non-tissé: 5 pcs
sku	1518930
Blister	3 pièces
Type d'emballage	Boîte