

## 1511751 - Infant Flow LP nasal prongs XS - 1 x 10 pcs



### Déscription

Conçues pour une efficacité maximale du traitement et le confort du patient, les extrémités ont un profil élevé pour minimiser le contact avec la peau et permettre une vérification visuelle du placement correct. Les extrémités légèrement évasées permettent de former un joint efficace et de minimiser les fuites. Emballage individuel, 10 nasal prongs par boîte.

### Spécifications

Marque	Vyaire
sku	1511751
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive